

細胞鑑定

Cell Line Authentication (CLA)

提供人類細胞株基因型鑑定 STR 分析服務，
替您的實驗把關！
有效判別細胞株身分，並符合學術期刊要求！

快給您的細胞一個證明身份的機會吧！

何時需要做『細胞鑑定』？

- ▶ 確認細胞品系
- ▶ 期刊投稿之細胞證明
- ▶ 細胞型態及活性出現異常
- ▶ 建立新細胞株
- ▶ 細胞前後代鑑定
- ▶ 無法獲得再現性的數據
- ▶ 建立細胞庫

服務內容

收檢種類

Human Cell line pellet :
adhesion /suspension cell

檢測技術

STR genotyping

分析平台

ABI 3730xl DNA Analyzer


檢測流程



Human Cell



DNA Extraction



Multiplex PCR



Cell line genotyping



Data analysis &
Database comparison

首購享優惠

首次消費基米「細胞鑑定」服務，即享
『新客戶專屬優惠價』，趕快聯繫我們!!!



基龍米克斯 生物科技股份有限公司
GENOMICS BIOSCI. & TECH. CO., LTD.
TEL : 02-2696-1658 / FAX : 02-2696-1589
新北市汐止區新台五路一段 100 號 14 樓