

各式實驗室常用 儀器與耗材 盡在基龍米克斯

單筆滿千

加碼好禮

四送一

14ml 無菌培養試管(PP)

5ml 無菌培養試管(PS)

器材滅菌罐(PP)

尖底離心管(非滅菌)

(隨機出貨·數量有限·送完為止!)

優惠方案至 2022 / 12 / 31



分注器專區

拋棄式塑膠滴管 Plastics Pipette




1 ml

5 ml

10 ml

25 ml



- ▶ Non pyrogenic、Non cytotoxic、Non haemolytic
- ▶ 多種體積可供選擇，獨立包裝易撕好取用。

電動吸管移液器 Basic Pipette

- ▶ 只有 167g，超輕量機種！
- ▶ 特殊材質可抗 UV 照射

一支只要 **\$5,000** (原價 \$10,000)



塑膠滴管
任選 **10** 盒
5 折加購

離心管 / 冷凍管



無菌離心管 Centrifuge tube

15 ml

50 ml


原料均經美國 FDA 認證，並符合歐盟 CE 認證 IVD (體外診斷醫療器械) 之標章。



- ▶ 因應實驗需求提供兩種轉速規格：
 - 高轉速 (17,000 xg, 有 O-ring)
 - 一般轉速 (12,500 xg, 無 O-ring)
- ▶ PP 離心管可耐受溫度 -90°C 至 122°C
- ▶ 小包裝分裝易取用，避免汙染

連蓋式尖底離心管 Centrifuge tube with cap

15 ml



- ▶ 提供滅菌與非滅菌包裝規格
- ▶ 開蓋式離心管，適用於各類實驗操作與樣品分裝
可承受轉速 10,000 xg
- ▶ 可滅菌 (121°C/15min)
- ▶ 管身具書寫區方便標示，刻度標示：每格1ml

15/50ml 離心管袋裝 **同品項 買 9 送 1**

多組優惠購

微量螺旋蓋冷凍管

SuperClear™ Screw Cap Micro Tubes

1.5 ml

2.0 ml

原料均符合美國 USP Class VI 醫療級樹脂



- ▶ 可耐高速離心至 20,000 RCF、低溫至 -90°C
- ▶ 管蓋附有 O-Ring，更可確保樣品不外漏
多種容量、規格與管蓋顏色選擇

養菌專區



無菌培養試管 Culture Tube

5 ml
PP/PS

14 ml
PP



- ▶ 超透明特殊 PP 材質，可承受 $-90^{\circ}\text{C} \sim 122^{\circ}\text{C}$ 之溫度範圍，並可耐離心至 3,000 RCF
- ▶ PS 材質可承受 $-40^{\circ}\text{C} \sim 90^{\circ}\text{C}$ 之溫度範圍，並可耐離心至 1,500 RCF
- ▶ 外蓋為兩段式壓蓋或塞蓋，培養後可壓緊以便儲存

養菌培養皿 Petri Dish

5.5
cm

9
cm



- ▶ $\varnothing 5.5 \text{ cm}$ 與 $\varnothing 9 \text{ cm} \times 1.5 \text{ cm}$ 滅菌培養皿
- ▶ PS 材質，透明度佳

滅菌專區



生物性廢棄物專用 / 一般型滅菌袋 Autoclave Bags

33x45
cm
生物性/一般型

60x75
cm
生物性

60x90
cm
一般型



- ▶ 自黏式或綁帶式 (附綁帶鐵絲)
- ▶ 特別加厚、不易穿刺，可高溫滅菌處理 (121°C ，1.5 PSI)
- ▶ 多種尺寸、規格可供選擇

冰桶/冰碗 Ice bucket and ice pan

1L
方型

4L
方型

9L
方型

4L
圓型



- ▶ 質輕耐用，保溫效果良好 (-195°C 至 90°C)
- ▶ 多種規格、顏色可供選擇



低溫保存盒 Cooler Box



-20°C



12/32 孔冷凍低溫操作保溫盒

12/32 Well Cooler Box

溫度緩降細胞漸凍盒

Cryo Box

放置規格

0.5 / 1.5 / 2.0 (ml)

1.5 / 2.0 (ml)

放置數量

12 或 32 孔

18 孔

保冷效果

使用前需先置於 -20°C 至 -25°C
冷凍中 24 小時

以每分鐘 1°C 的速度穩定降溫
最低可達 -60°C

96 孔 PCR 管低溫變色保冷盤 (含蓋) 96 Well PCR Tube Cooler Box



溫度可維持低溫約 3~4 小時，當溫度逐漸回升至 7°C (以上) 時會漸漸變色，適合 PCR 試劑等對溫度非常敏感的試劑，以肉眼可即時得知溫度變化，避免實驗風險！

室溫狀態

粉紅色



冷凍狀態

紫色

更多商品與資訊



請參考基米商城！



基龍米克斯 生物科技股份有限公司
GENOMICS BIOSCI. & TECH. CO., LTD.
TEL : 02-2696-1658 / FAX : 02-2696-1589
新北市汐止區新台五路一段 100 號 14 樓